

CONDENSE DCN

MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL À BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Módulo de carboidrato à base de amido de milho modificado. Este produto tem como principal finalidade, espessar preparações líquidas para facilitar seu consumo por pacientes com problemas de disfagia, idosos ou pacientes com dificuldades de deglutir, evitando assim o risco de aspiração e de sufocamento. Confere aos alimentos a consistência desejada de xarope, semi-líquida ou semi-sólida. Não altera a cor, sabor e textura dos alimentos; e é estável em preparações quentes ou frias.

INDICAÇÕES:

- Pacientes com disfagia associada ao estresse, à ansiedade, depressão ou doença neurológicas;
- Pacientes com doenças neuromusculares;
- Pacientes com Parkinson;
- Pacientes com algum tipo de obstrução física na faringe;
- Pacientes inapetentes.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

| | Quantidade por 100 mL | Quantidade por 100 g |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| Valor energético | 8 Kcal = 34 kJ | 400 kcal = 1680 kJ |
| Carboidratos | 2 g | 100 g |

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

| CONSISTÊNCIA | QUANTIDADE PARA 200mL |
|--------------|-------------------------|
| Xarope | 6g (1 ½ medida dosador) |
| Mel | 8g (2 medidas dosador) |
| Pudim | 12g (4 medidas dosador) |

INGREDIENTE: Amido de milho modificado.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

USAR SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA E/OU MÉDICO.

USO EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PROIBIDO O USO VIA PARENTERAL.

Apresentação: Lata de 300 g.

MODO DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO:

O produto pode ser adicionado em água, sucos ou outros alimentos frios ou quentes. Misture-o até que esteja totalmente dissolvido. Se desejar, utilize o liquidificador ou processador de alimentos. Aguarde de 30 segundos a 1 minuto para completar o espessamento. Cuidados especiais de higiene devem ser instituídos para evitar a contaminação do produto durante o preparo e administração. A quantidade recomendada deve obedecer às necessidades energéticas do paciente.



Fabricado e distribuído por:
DYNAMIC LAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Eixo Primário S/N Qd16A Lote 02
Pólo Empresarial Goiás – Aparecida de Goiânia / GO
CEP: 74985-113 - C.N.P.J. 06.113.700/0001-79
Responsável Técnico: Dr. Márcio Sôffa de Oliveira CRF: GO 2222.